



PROCÉDURE
**SEQUESTRATION D'UN
ENDOSCOPE OU DE MATERIEL
CHIRURGICAL**

PG INF 006 v2

06/13

1/2

MODIFICATIONS APPORTEES

- Restriction du domaine d'application, en cohérence avec la législation
- Lieu de séquestre

OBJET

Assurer le respect de la procédure de séquestration d'un endoscope ou de matériel chirurgical en cas d'acte invasif à risque vis-à-vis des ATNC chez un patient suspect ou atteint d'EST.

DOMAINE D'APPLICATION

Les services d'endoscopie bronchique et digestive, la chirurgie ophtalmique, en cas d'énucléation.
La stérilisation pour l'entretien du matériel, l'UHLIN pour la séquestration

PERSONNEL CONCERNE

Médecins, IDE, UHLIN

REFERENCES

Références législatives, réglementaires et normatives

- Circulaire DHOS/E2/DGS/SD5C/2003/N°591 du 17/12/2003 relative aux modalités de traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non autoclavables dans les lieux de soins
- Guide pour l'entretien manuel des dispositifs médicaux en endoscopie digestive. CTINILS 2004
- Traitement des dispositifs médicaux en ophtalmologie et en contactologie : bonnes pratiques de désinfection des dispositifs médicaux. CTINILS. 2005
- Éléments d'assurance qualité en hygiène relatifs au contrôle microbiologique des endoscopes et à la traçabilité en endoscopie. CTINILS 2007
- Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier, activité 7
- Instruction DGS/RI3/2011/449 du 1er décembre 2011 relative à l'actualisation des recommandations visant à réduire les risques de transmission d'agents transmissibles non conventionnels lors des actes invasifs.

Références internes

- MO SPI - PRE 022, relatif à l'entretien du matériel en endoscopie bronchique
- MO SPI - PRE 025, relatif à l'entretien du matériel en endoscopie digestive
- MO CMT - STE 1.01, relatif aux précautions à prendre pour éviter la transmission de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en Stérilisation
- PG ENS - ENT 004 relative à l'élimination des déchets d'activités de soins

LISTE DES ANNEXES

a1 : Fiche de séquestre d'un endoscope ou de matériel chirurgical (modèle n°580)

MOTS CLES

MCJ, Creutzfeldt-Jakob, séquestration, endoscope, ATNC, EST

DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

ATNC: Agent Transmissible Non Conventionnel
EST : Encéphalopathie Spongiforme Transmissible

INDICATEURS

NA

Rédaction (nom et fonction)	Visa	Vérification (nom et fonction)	Visa	Approbation support (nom et fonction)	Visa
M. DUHAMEL – CS – UHLINH V. LEFEBVRE – IDE – UHLIN		Dr BOUREZ – Président du CLIN Dr ALFANDARI – PH – UHLIN		E. VERWAERDE – Ingénieur qualité – Bureau Qualité	

Lors d'un acte invasif à risque vis-à-vis des ATNC pratiqué chez un patient suspect ou atteint d'EST

1- PREVENIR L'UHLIN

Tél. : 4586 ou 6091 ou 6655

2- RETIRER L'ENDOSCOPE OU LE MATÉRIEL CHIRURGICAL DU CIRCUIT

Après avoir respecté les procédures d'entretien citées en référence :

- Déposer le matériel ou l'endoscope propre dans un sac jaune (DASRI) identifié :
 - Etiquette du patient
 - Numéro de l'endoscope ou type de matériel.

3- REDIGER LA FICHE DE SEQUESTRE (annexe a1)

- Coordonnées du patient : nom, prénom, date de naissance, ou étiquette correspondant au séjour
- Type d'examen ou d'intervention effectué : date, heure, numéro de l'endoscope
- Fiche archivée dans un classeur à UHLIN

4- STOCKER L'APPAREIL SEQUESTRE

A l'UHLIN.

5- RÉALISER LE SUIVI

Devenir du patient : sortie, mutation ou décès

Confirmation du diagnostic :

- oui = destruction du matériel par incinération spécifique (DASRI)
- non = retour dans le circuit après réalisation d'une procédure complète d'entretien.



FICHE DE SEQUESTRE D'UN ENDOSCOPE OU DE MATERIEL CHIRURGICAL



Etiquette du patient ou
Nom, prénom, date de naissance

Type de matériel :

Endoscope digestif : numéro appareil

Endoscope bronchique : numéro appareil

Matériel chirurgical, préciser

Date de l'examen :

Procédure d'entretien de l'endoscope ou du matériel respectée :

Double nettoyage manuel

Inactivation

Date séquestration :

Suivi du patient

Renseignements pris le :

-
-
-

Décision :

Remise en circulation après désinfection ou stérilisation

Incinération (DASRI)

En filière DASRI Spécifique