

	<b>MODE OPERATOIRE</b>	<b>MO ENS-ENT 007 v2</b>	
	<b>ENTRETENIR LES SIPHONS</b>	27/05/10	1/2

## **OBJET**

Assurer l'entretien des siphons afin de limiter les contaminations bactériennes.

## **DOMAINE D'APPLICATION**

Tous les siphons des services de soins du Centre Hospitalier de Tourcoing.

## **PERSONNEL CONCERNE**

A.S., A.S.H., A.P.

## **REFERENCES**

### ***Références législatives, réglementaires et normatives***

Circulaire 9631 du 19/01/1996 relative au rôle et aux missions des aides soignants et des AP  
 CTIN 1999 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales  
 Décret de compétence n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier  
 SFHH 2009 Recommandation pour la prévention de la transmission croisée


### ***Références internes***

MO ENS-ENT 010V2 relatif au bon usage des détergents - désinfectants

## **INDICATEURS**

Absence de contaminations des siphons prélevés

Rédaction (nom et fonction)	Date Visa	Vérification (nom et fonction)	Date Visa	Approbation support (nom et fonction)	Date Visa
M. DUHAMEL : cadre hygiéniste V. LEFEBVRE : IDEH		M. CAILLAUX : bactériologiste, présidente du CLIN S. ALFANDARI : praticien hygiéniste		RM BONFANTE : directrice qualité	



Verser **la totalité du seau en 1 seule fois** afin de provoquer une chasse d'eau dans le siphon entraînant ainsi les salissures, supports de germes.